

車椅子利用者と介助者のための

起立補助装置

助立ち

ForYou

立ち上り
支援

介助者の
負担を
軽減


リハビリ
意欲の
向上

座面の下にあるペダルを踏むと
座面が傾斜し、
立ち上がりをサポート。

※一部取付けできない車椅子もございます。事前にお問合せください。



① 前かがみになり、足を少しひく。



② 座面が傾斜する。



③ 身体の重心が前方に移動し、
立ち上りを支援する。

お問合せ

株式会社 邦友

宮城県仙台市宮城野区安養寺 1-36-18

TEL. 022-388-3233 URL <http://www.hoyu-jp.com/>